

Accessoires pour le ComfortLine2



Lampe



Poignée



Porte-bagages



Tablette




Pied à perfusion



Table patient



Repose pieds



Velo



Port USB



Dérouleur papier

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur totale accou doirs inclus	90 cm
Largeur du siège	58 cm
Longueur totale	203 – 230 cm
Accoudoirs	52 x 15,5 cm
Poids total	101 kg

Réglages

Dossier/angle	75° – 0°
Inclinaison assise/angle	30° – 5°
Repose-jambes/angle	5° – 30°
Repose-pieds électrique	28 cm
Réglage de la hauteur	54 – 80 cm

Spécifications électriques

Alimentation/tension	100 – 240 Volt 50/60 Hz
Classe de protection	II
Catégorie de protection	IPX 4
Moteurs	5
Tension de la batterie (en option)	25,2 Volt
Capacité batterie (optionnel)	1800 mAh

Poids

Charge maximum	240 kg
----------------	--------

Le fauteuil en illustration montre des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans la version standard. La couleur du fauteuil en standard est Gris/Chrome.

Offrir le meilleur pour votre patient



 ComfortLine[®]2



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten
B-MOBCL2FB/01 2020-03


www.therapie-liege.de

ComfortLine2: une nouvelle dimension de sécurité, de design et de confort



La position d'entrée et de sortie est activée avec un bouton préprogrammé.



L'accoudoir peut être ajusté à la position désirée et même tourné complètement avec le levier de réglage.



Pour une relaxation optimale, le ComfortLine2 offre un réglage indépendant de toutes les positions.



La pédale extra-large active la position de déclive, permettant ainsi d'agir les mains libres.

Le ComfortLine2 combine les dernières normes en matière d'hygiène avec l'expérience et les propriétés techniques reconnues.

Les surfaces lisses et compactes facilitent le nettoyage, complètent la conception et soulignent les normes de qualité élevées.

L'excellente apparence et le confort augmenté sont complétés par une technologie de pointe.

Des matériaux de sellerie hautement résistants, antibactériens et antimicrobiens ainsi que de nombreux designs unicolores et bicolores sont disponibles.

Nuancier sur simple demande.

Atoll	Royal	Orchidee	Cyclame
Kirsche	Karneol	Mint	Chrom (Standard)



La rotation de l'accoudoir et l'abaissement vers l'avant permet une position de travail idéale intuitive et simple avec le levier de réglage.



Votre patient peut facilement ajuster la hauteur et la position de l'oreiller avec une seule main et trouver la position la plus confortable.



La télécommande avec voyant est claire et simple. La position horizontale est disponible avec un seul bouton.



La position de déclive peut être activée rapidement grâce à la pédale (rouge) extra large, des deux côtés du fauteuil.



L'accès aux cinq moteurs se trouve directement sous la sellerie amovible.



La partie repose-jambes complètement fermée avec repose-pieds est réglable électriquement et offre des normes d'hygiène plus élevées.



Le frein central est accessible des deux côtés du fauteuil et permet une position «Arrêt» rapide des quatre roues.



Ce fauteuil réponds à la norme EN 60601 qui améliore la sécurité de votre patient.